

**ИНФОРМАТОР О УСЛУГАМА  
РЕФЕРЕНЕНТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ ЗА СИФИЛИС, ЛЕПТОСПИРОЗУ И  
ЛАЈМСКУ БОРЕЛИОЗУ**

ДИЈАГНОСТИКА СИФИЛИСА

МЕТОДЕ	КОЛИЧИНА УЗОРКА	ВРЕМЕ ЧЕКАЊА
Директна детекција <i>T. pallidum</i> из примарне лезије микроскопијом у тамном пољу	Брис из примарне лезије	2 сата
VDRL и RPR	1 мл серума 1 мл ликвора	2–5 дана
ТРНА	1 мл серума 2 мл ликвора	2–5 дана
FTA-ABS IgM и IgG Western blot тест IgM и IgG	1 мл серума 2 мл ликвора	15 дана

ДИЈАГНОСТИКА ЛЕПТОСПИРОЗЕ

МЕТОДЕ	КОЛИЧИНА УЗОРКА	ВРЕМЕ ЧЕКАЊА
МАТ (микроскопски аглутинациони тест)	2 мл серума	2–7 дана
ELISA тест IgM	2 мл серума	2-7 дана
Изолација <i>Leptospira spp.</i>	5 мл хепаризираних крви, без цитрате 1 мл ликвора 2 мл урина	6 недеља

ДИЈАГНОСТИКА ЛАЈМСКЕ БОРЕЛИОЗЕ

МЕТОДЕ	КОЛИЧИНА УЗОРКА	ВРЕМЕ ЧЕКАЊА
ELISA тест за детекцију специфичних антитела на <i>B. burgdorferi</i>	1 мл серума 2 мл ликвора	3–7 дана
Western blot тест за детекцију специфичних антитела на <i>B. burgdorferi</i>	1 мл серума 2 мл ликвора	15 дана